































LABORIKESKUSES KASUTATAVAD PROOVIVÕTUVAHENDID

<p>1. Roojatops</p> 	<p>2. Valge korgi musta rõngaga katsuti Lisandita katsuti</p> 	<p>3. Steriilne proovitops</p> 	<p>4. Proovitops MYC/URE transpordisöötmega</p> 
<p>5. Proovi ümbrik Must paber + ümbrik</p> 	<p>6. Port-F kummikorgiga proovitops</p> 	<p>7. Amies geltranspordisöötmega katsuti Jämeda tamponiga</p> 	<p>8. Amies geltranspordisöötmega katsuti Peene tamponiga</p> 
<p>9. Steriilne tamponiga katsuti</p> 	<p>10. FecalSwab transportsoode, steriilne tampon</p> 	<p>11. UTM-katsuti tamponiga</p> 	<p>12. Alinity m multi-Collect PCR proovivõtu-komplekt</p> 

<p>13. ThinPrep proovitops kummist harjaga</p>  <p>A white plastic container with a green brush and a white cap, labeled 'ThinPrep Pap Test'.</p>	<p>14. Mati otsaga alusklaas ja karp preparaatide transportimiseks.</p>  <p>Two white microscope slides and a white plastic tray.</p>	<p>15. Steriilne kooniline tops</p>  <p>A clear plastic pipette with a green handle and a blue cap.</p>	<p>16. 2 mL PP tuub (polüpropüleenist)</p>  <p>A clear plastic 2 mL microcentrifuge tube with a white cap.</p>
<p>17. Uriini katsuti ja tops Vakuumsüsteem uriini kogumiseks</p>  <p>A clear plastic test tube and a yellow cap, used for urine collection.</p>	<p>18. Uriinikogumisnõu Läbipaistev</p>  <p>A clear plastic urine collection jar.</p>	<p>19. Uriinikogumisnõu Läbipaistmatu</p>  <p>A brown plastic urine collection jar.</p>	<p>20. BACTEC™ Myco/F Lytic pudel</p>  <p>A glass bottle with a red cap, labeled 'BACTEC Myco/F Lytic'.</p>
<p>21. BacT/ALERT FN pudel</p>  <p>A glass bottle with an orange cap, labeled 'BacT/ALERT FN'.</p>	<p>22. BacT/ALERT FA pudel</p>  <p>A glass bottle with a green cap, labeled 'BacT/ALERT FA'.</p>	<p>23. BacT/ALERT PF pudel</p>  <p>A glass bottle with a yellow cap, labeled 'BacT/ALERT PF'.</p>	<p>24. Quantiferoni komplekt</p>  <p>Four test tubes with different colored caps (grey, green, yellow, purple) and labels 'Quantiferon'.</p>

<p>25. Liitiumhepariiniga süstal Ilma nõelata</p> 	<p>26. Liitiumhepariiniga süstal Nõelaga, isetàituv</p> 	<p>27. K2E/K3E-mikrokatsuti EDTA lisandiga</p> 	<p>28. LH-mikrokatsuti Liitiumhepariini lisandiga</p> 
<p>29. Nõel 21G</p> 	<p>30. Nõel 20G</p> 	<p>31. Libliknõel 21G Voolik 10cm ja 19cm</p> 	<p>32. Libliknõel 22G Voolik 10cm ja 19cm</p> 
<p>33. Ohutu nõel 21G</p> 	<p>33. Roheline kollase rõn- gaga katsuti Liitiumhepariini lisandiga, geeliga, 3,5 mL</p> 	<p>34. Roheline musta rõn- gaga Liitiumhepariini lisandiga, geelita, 4 mL</p> 	<p>35. Lilla korgiga EDTA katsuti 4 mL must rõngas 2 mL valge rõngas</p> 
<p>36. Lilla korgiga 9mL EDTA katsuti</p> 	<p>37. Helesinise korgiga katsuti Naatriumsitraadi lisandiga, 2 mL valge rõngas 3 mL must rõngas</p> 	<p>38. Punane kollase rõn- gaga katsuti Hüübimisaktivaatoriga, geeliga, 3,5 mL</p> 	<p>39. Punane valge rõnga- ga katsuti Hüübimisaktivaatoriga, geelita, 2 mL</p> 

<p>40. Halli korgiga katsuti Glükolüüsi inhibiitoriga, 2 mL</p>  A clear plastic VACUETTE tube with a grey cap. The label includes the brand name 'VACUETTE' and other technical specifications.	<p>41. Tumesinise korgiga katsuti K2 EDTA lisandiga, 6 mL</p>  A clear plastic tube with a blue cap. The label features a CE mark and other technical details.	<p>42. TransFix/EDTA katsuti</p>  A clear plastic tube with an orange cap. The label includes the brand name 'TransFix', 'EDTA', and 'CYTOMIX'.	
--	--	--	--